



Características y opciones

Mecanismo de subida y bajada

El **scalacombi eco** puede con cualquier tipo de escalera, en cualquier material y sin dañar los escalones. El sistema patentado Soft-Step garantiza un movimiento suave e incrementa el confort. Dos frenos detienen el **scalacombi eco** al final del escalón.

Fácil de transportar

El **scalacombi eco** se desmonta en varios elementos para poder ser transportado en el maletero de cualquier coche. Los puños ergonómicos están cubiertos con un material antideslizante para mayor seguridad y se pueden regular en altura en tres posiciones para adaptarse a la morfología del acompañante.



scalacombi eco listo para el transporte

Se desmonta en elementos compactos y ligeros que caben en el maletero de cualquier coche.



Botón de dirección

De fácil uso y puños ergonómicos regulables en 3 alturas.



Mecanismo de subida y bajada eléctrico

Puede con cualquier tipo de escalera, en cualquier material y sin dañar los escalones. El sistema patentado Soft-Step garantiza un movimiento suave e incrementa el confort.



Unidad motorizada

Botón de encendido táctil con aviso visual (LED multicolor) y sonoro. Equipado con sistema antirrobo activado mediante imán.



Accesorios disponibles

Reposacabeza y cinturón pélvico.



Cargador de coche

Para cargar las baterías en el coche (12-32 V). Desconexión automática.

Datos técnicos*

scalacombi eco



12 escalones/
minuto



200 escalones



24V/3.4 Ah



Altura máx.
escalón : 200 mm



31 kg
unidad motorizada :
20 kg



120 kg

* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.