



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Distancia máxima de 10 kilómetros con carga de la batería completa\*.
- Cómodo y ligero asiento que gira 360 °.
- Mecanismo de batería extraíble con asa para facilitar el transporte y mecanismo de bloqueo.
- La velocidad máxima es de 6,44 Km/h.\*
- Cargador de viaje y para casa de serie.
- Sistema automático de freno electromagnético.
- Asiento regulable en altura libre.
- Se puede guardar en vertical.
- Diseño compacto.
- Asiento extraíble, el manillar se pliega para facilitar el transporte y el almacenaje.
- Elegantes llantas plateadas.
- Ruedas antipinchazos y que no dejan huellas.
- Apoyabrazos ajustables en anchura y ángulo.
- Canasta en la parte frontal de serie.
- Ruedas traseras antipinchazos de serie.
- Ruedas frontales antivuelco (sólo en la versión de 3 ruedas).

\* Depende del peso del usuario, el terreno y el estado de la batería.



SE DESMONTA FÁCILMENTE PARA SU ALMACENAJE Y TRANSPORTE

## COLORES OPCIONALES



SPIRIT ROJO



AZUL ELÉCTRICO



PUEDE GUARDARSE EN VERTICAL



ELEGANTES LLANTAS PLATEADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CAPACIDAD DE PESO	PESO
MS024	Kite 4 Ruedas	97cm	98cm	48cm	115kg	45kg
MS023	Kite 3 Ruedas	97cm	98cm	48cm	115kg	40kg