



SE DESMONTA FÁCILMENTE PARA SU ALMACENAJE Y TRANSPORTE

## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Rango de distancia máxima a recorrer con la batería cargada al completo: 19 Km.
- Cómodo asiento que gira 360 grados.
- Su excelente conector inalámbrico gracias al cual se puede desmontar rápidamente para su transporte.
- Diseño mejorado.
- Baterías de plomo fáciles de desmontar (2x20ah)
- Excelentes guardabarros nuevos.
- Nuevo cabezal del timón iluminado y con indicador LED de batería.
- Diseño elegante y atractivo.
- Ruedas más grandes de 9 "x 4", equipadas con sólidos neumáticos grises que hacen más alto el scooter
- La velocidad máxima es de 6,5 Km/h.
- Cargador normal y de viaje de serie.
- Sistema inteligente de frenos electromagnéticos.
- Altura ajustable del asiento.
- Asiento desmontable, el manillar se pliega para facilitar su transporte.
- Apoyabrazos con ancho y ángulo ajustables.
- Canasta delantera de serie.
- Ruedas antivuelco.
- Peso máximo del usuario 135kg.
- Barra delta disponible como extra adicional.

\* Depende del peso del usuario, el terreno y estado de la batería



MAYOR SUPERFÍCIE PARA APOYAR LOS PIES



RUEDAS GRANDES



NUEVOS GUARDABARROS



VISOR DE BATERÍA DE LED



NUEVA BATERÍA DE 20AH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CAPACIDAD DE PESO	PESO
MS019	Prism Sport	104cm	90cm	55cm	135kg	47kg