

## SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA ENERGI+



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Respaldo confort con tensión y altura ajustable y extraíble.
- Cesta para almacenamiento del cargador de batería.
- Tiene una velocidad máxima de 6,4 Km/h y un máximo alcance de 24 Km con una batería con \* carga completa.
- Almohadillas de altura y anchura ajustable y extraíbles.
- Cumple con el estándar de la industria electrónica.
- Plegable por la mitad para almacenaje.
- Ruedas antivuelco.
- Cruceta doble para una maniobrabilidad sensible.
- Las baterías son desmontables y tienen bolsa de almacenamiento.
- Capacidad de peso estándar de 135 kg.
- Asimismo, diversos accesorios opcionales están disponibles, tales como controles concomitantes, controles duales, escaladores bordillos y elevadores de reposapiés.
- Controlador PG Drives VR2.
- Reposapiés abatibles hacia dentro o fuera.
- Tubo ovalado con estilo.
- Acabado azul eléctrico con diseño.
- 46 cm ancho del asiento
- Cojín de asiento.
- Bandeja de la batería deslizante.

\* Depende de la masa usuario, el terreno y el estado de la batería.



El Enigma Energi + cuenta con tubos ovalados con estilo y tiene un acabado azul eléctrico con obras de arte viva. También cuenta con un excelente deslizamiento fuera de la bandeja de la batería.

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN                             |
|------------|---|
| PCP18      | Silla de ruedas eléctrica Energi+ 46 cm |
| PCKC005    | Sube bordillos 46 cm                    |
| ELR002R    | Elevador de pies Derecha                |
| ELR002L    | Elevador de pies Izquierda              |
| PCATTENDKC | Controlador opcional                    |
| PCDUAL     | Controlador Dual opcional               |

| CÓDIGO | ANCHO | LARGO | ALTURA | ANCHO DE ASIENTO | LARGO DE ASIENTO | ALTURA DE ASIENTO | PESO | CAPACIDAD DE PESO |
|--------|-------|-------|--------|------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| PCP18  | 66cm  | 114cm | 96cm   | 46cm             | 40cm             | 47cm              | 60kg | 135kg             |