

# SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS

## GEO MICRO



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Diseñado para uso en interiores y limitado uso en exteriores, propio para ir de compras.
- Apoyabrazos de poliuretano de anchura y ángulo ajustables.
- Compacto y maniobrable.
- Fácil de quitar la batería.
- Velocidad máxima 4,8 Km/h \*.
- Activar o Desactivar mando.
- Controlador PG Drives VR2.
- Frontal articulado que permite un uso fácil sobre superficies irregulares.
- Hasta 9,6 kilómetros con una carga completa de la batería \*.
- Testeado y conforme al estándar de la industria electrónica.
- Altura ajustable del asiento y reposapiés.
- Ruedas antivuelco.
- Selección de color rojo o azul.

\* Depende del peso del usuario, el terreno y el estado de la batería.



SE DESMONTA EN 4 PEQUEÑAS PIEZAS.

El Geo ha sido desarrollado para ser fácilmente transportable. Esta unidad compacta es fácil de usar en interiores y en entornos con gentío.

*compacta y fácil de desmontar".*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
S3500	Silla de ruedas eléctrica GeoMicro

### COLOUR OPTIONS



CÓDIGO	ANCHO	LARGO	ALTURA	ANCHO DE ASIENTO	PROFUNDIDAD DE ASIENTO	ALTURA DE RESPALDO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
S3500	56cm	85cm	85cm	46cm	40cm	33cm	46kg	115kg