

Sillas de Ruedas Eléctricas

Image EC



Esta silla proporciona todos los beneficios de una silla de ruedas eléctrica con tracción en la rueda media.

- » Velocidad máxima de 6,4 Km/h.
- » Autonomía de 32Km con la batería completamente cargada*.
- » Asiento de 45cm.
- » Tracción en la rueda media que optimiza la maniobrabilidad.
- » Asiento reclinable de altura ajustable que proporciona máximo confort al usuario.
- » Seis ruedas que aportan estabilidad.
- » Asiento acolchado y giratorio que facilita las transferencias desde y hacia la silla.
- » Reposacabezas extraíble y ajustable en altura que se adapta a los requerimientos del usuario.
- » Los apoyabrazos de poliuretano abatibles, ajustables en altura y ángulo mejoran el acceso a mesas y se adaptan a las necesidades del usuario.
- » Diseñado para uso en interiores y exteriores.
- » Palanca de funcionamiento que permite poner la silla en modo manual cuando sea necesario.
- » Ruedas medias de 25cm (10"), ruedas delanteras de 15cm (6") y traseras anti pinchazos.
- » Reposapiés de plataforma ajustable en altura y ángulo.
- » Centralita PG Drives VR2 que da una agradable experiencia de manejo.
- » Potentes motores de 200W.
- » Carga de baterías montadas o desmontadas (2 x 34ah).
- » Ruedas antivuelco de serie.
- » Incluye cinturón de seguridad.
- » Peso máximo 136kg (21st).

* Depende del peso del usuario, el terreno y el estado de la batería.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PCMM08	Silla de Ruedas Eléctrica Image EC

“Excelente maniobrabilidad”

REFERENCIA	ANCHO	LARGO	ALTURA	ANCHO/ASIENTO	PROFUNDIDAD/ASIENTO	ALTURA DEL RESPALDO (EXC , POSACABEZAS)	PESO	CAPACIDAD DE PESO
PCMM08	63cm (25")	106cm (42")	110cm (43")	46cm (18")	42cm (16")	43cm (17")	87kg (192lb)	136kg (21st)