

Sillas de Ruedas y Accesorios

Silla K



La silla K ha sido concebida para proporcionar gran confort. Con suspensión regulable por el usuario e Inocua para el medio ambiente, ayuda a superar cualquier desnivel del suelo.

- » Mecanismo de plegado en el respaldo, reposapiés extraíbles que permiten ahorrar espacio de almacenamiento y facilitar el transporte.
- » Apoyabrazos tipo escritorio acolchados que proporcionan un confort adicional y permiten el acceso sin trabas a las superficies de trabajo.
- » Cojines de serie en el respaldo y el asiento con opción a ajustar la tensión del respaldo para mayor comodidad del usuario.
- » Ruedas delanteras con amortiguación y amortiguadores traseros ajustables
- » Ruedas traseras (desmontaje rápido) de 61cm/24" con varillas, neumáticos macizos negros y ejes de 6 posiciones.
- » Con reposapiés ajustable en altura para permitir las transferencias desde y hacia la silla.
- » Apoyabrazos ajustables en altura con un clic.
- » Ruedas antivuelco que facilitan la subida de bordillos de manera segura tanto para el cuidador como para el usuario independiente.
- » Elegantes empuñaduras ergonómicas.
- » Frenos en las ruedas traseras para el cuidador o el usuario.
- » Disponible en Azul Medianoche y Rojo Spirit.
- » Capacidad de peso: 115kg (18st).

Opciones de Color



Azul Medianoche



Rojo Spirit

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
XSSW18BL	Silla K 45cm (18") - Azul Medianoche
XSSW18RD	Silla K 45cm (18") - Rojo Spirit



Amortiguadores traseros ajustables para paseos confortables

“Suspensión regulable para un confort óptimo”

REFERENCIA	ANCHO ABIERTO	ANCHO CERRADO	LARGO	ALTURA	ANCHO DE ASIENTO	LARGO DE ASIENTO	ALTURA DE ASIENTO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
XSSW18	71cm (28")	32cm (13")	97cm (38")	91cm (36")	45cm (18")	40cm (16")	48cm (19")	15kg (33lb)	115kg (18st)