

## ALUMINIO LIGERO



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Respaldo y Asiento ancho de nylon de 45cm.
- A prueba de pinchazos en ruedas delanteras.
- Mecanismo de plegado en la parte posterior.
- Apoyabrazos de nylon de longitud completa acolchados.
- Cierre rápido, reposapiés regulables en altura.
- Se pliega fácilmente para su almacenamiento y transporte.
- Capacidad de peso de hasta 115kg.
- Pesa sólo 8,5 kg en formato transporte.

### MODELO AUTOPROPULSABLE

- Ruedas de aluminio de 24" con soporte para mano y neumáticos grises, de fácil y rápido desmontaje.
- Pesa sólo 14,5 Kg en total.

### MODELO DE PASEO

- Pesa solo 12,4 Kg en total.
- Incluye frenos de mano, propios para reducir la velocidad.



Nuestra silla de aluminio ultra ligera nos ofrece un ahorro considerable en la gama de sillas de ruedas de aluminio sin que la calidad se vea comprometida.

*"Nuestra silla de aluminio más popular."*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LAWC001A	Silla de aluminio ligero 18" Autopropulsada
LAWC002A	Silla de aluminio ligero 18" Tránsito

CÓDIGO	ANCHO (ABIERTO)	ANCHO (CERRADO)	LARGO	ALTURA	ANCHO DE ASIENTO	LARGO DE ASIENTO	ALTURA DE ASIENTO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
LAWC001A	61cm	24cm	106cm	90cm	46cm	40cm	48cm	15kg	115kg
LAWC002A	55cm	29cm	96cm	91cm	46cm	40cm	48cm	12kg	115kg