

TRAVELITE SILLA DE TRANSPORTE DE ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Al doblarse, queda 1/3 del tamaño de una silla de ruedas plegable convencional.
- Ideal para hacer compras o llevar de vacaciones.
- Brazos de escritorio acolchados abatibles.
- Múltiples refuerzos transversales para mayor resistencia.
- Marco de aluminio en gris metálico.
- Neumáticos sólidos de 8".
- Bolsa de viaje ligera con ruedas.
- Excelente empaquetado al por menor.



Robusta y ligera, para uso ocasional esta silla es ideal para viajes, compras y para las vacaciones.

"No hay otra silla de ruedas como Travelite!"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TC005	Travelite Silla de transporte Aluminio 18"

CÓDIGO	ANCHO (ABIERTO)	ANCHO (CERRADO)	LARGO	ALTURA	ANCHO DE ASIENTO	LARGO DE ASIENTO	ALTURA DE ASIENTO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
TC005	57cm	29cm	84cm	95cm	45cm	45cm	48cm	10kg	115kg