

## ALUMINIO ULTRA LIGERO



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Estructura de aluminio plateado con refuerzo transversal único.
- Tapicería con dos tonos de gris y bolsillo trasero.
- Reposapiés con giro exterior y de fácil plegado con ajuste de altura.
- Mecanismo de plegado trasero.
- Reposabrazos de estilo escritorio con paneles laterales y bolsillo.
- Dos tubos de extracción.
- Ruedas de fácil extracción de 24" y neumáticos de poliuretano grises, llantas de aluminio y aros.
- Horquillas delanteras de plástico con 20 cm x 3,2 cm y ruedas con neumáticos grises de poliuretano.

### MODELO AUTOPROPULSADO

- Frenos de largo alcance.
- Radios de rueda traseros de 24" x 1 3/8", neumáticos grises de poliuretano.

### MODELO TRÁNSITO

- Empuñaduras moldeadas para un empuje más cómodo.
- Frenos de largo alcance y frenos traseros de cable.



La Silla ultraligera de aluminio posee un innovador diseño y cumple con todas las normativas legales.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LAWC007A	Silla autopropulsable ultraligera de aluminio de 18"
LAWC008A	Silla de tránsito de aluminio ultraligera de 18"

*"silla ultraligera con un nuevo e innovador diseño."*

CÓDIGO	ANCHO (ABIERTO)	ANCHO (CERRADO)	LARGO	ALTO	ANCHO DE ASIENTO	FONDO DE ASIENTO	ALTO DE ASIENTO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
LAWC007A	62cm	32cm	107cm	93cm	42cm	39cm	52cm	13kg	115kg
LAWC008A	61cm	28cm	95cm	97cm	42cm	39cm	52cm	12kg	115kg