

## SILLA DE RUEDAS S2



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Confortable asiento de vinilo y panel negros.
- Reposapiés de recogida rápida.
- Un acabado negro ébano.
- A prueba de pinchazos.
- Ruedas de lujo plástico ligero de 24".
- Montaje y desmontaje de reposapiés rápido.
- Ideal para uso de alquiler en tienda debido a que su peso máximo es de 135Kg.



Ideal para uso doméstico, alquiler u hospital, la silla de ruedas de acero S2 es sólida y la puede adquirir a buen precio. Posee una capacidad de peso de hasta 135 Kg, un acabado elegante en negro y una tapicería de vinilo fácil de mantener.

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                           |
|----------|---------------------------------------|
| SSP18EAM | Silla de ruedas S2 18" Manual         |
| STS18EAM | Silla de ruedas S2 18" Autopropulsada |

| CÓDIGO   | ANCHO (ABIERTO) | ANCHO (CERRADO) | LARGO | ALTURA | ANCHO DE ASIENTO | LARGO DE ASIENTO | ALTURA DE ASIENTO | PESO | CAPACIDAD DE PESO |
|----------|-----------------|-----------------|-------|--------|------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| SSP18EAM | 69cm            | 32cm            | 104cm | 95cm   | 45cm             | 40cm             | 51cm              | 19kg | 135kg             |
| STS18EAM | 63cm            | 32cm            | 97cm  | 95cm   | 45cm             | 40cm             | 51cm              | 17kg | 135kg             |