

## SILLA DE TRANSPORTE "BARIATRIC"



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

### BARIATRIC

- Crucetas dobles reforzadas transversales de acero.
- Péso máximo del usuario 200kg .
- Su estructura de acero reforzado proporciona mayor soporte.
- Tapicería de nylon reforzado y resistente, con bolsa de transporte en la parte trasera.
- Reposabrazos estilo escritorio extraíble y reversible.
- Reposapiés regulables en altura.
- Neumáticos traseros sólidos de 12".



Esta silla ha sido diseñada para atender a la creciente demanda de productos BARIATRIC

*^ Apropiaada Para usuarios de hasta 200 Kg ^.*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BTR22BLK	Silla de transporte Bariatric 55 cm

CÓDIGO	ANCHO (ABIERTO)	ANCHO (CERRADO)	LARGO	ALTURA	ANCHO DE ASIENTO	LARGO DE ASIENTO	ALTURA DE ASIENTO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
BTR22BLK	67cm	29cm	97cm	90cm	55cm	46cm	52cm	22kg	200kg