

Sillas de Ruedas y Accesorios

Silla de Viaje de Acero



Esta silla de viaje compacta posee grandes características a un módico precio. Se empujan las empuñaduras hasta conseguir su tamaño compacto.

- » Fino acabado plateado.
- » Estructura de acero ligero que facilita su transporte.
- » Respaldo plegable hacia abajo para un mejor almacenamiento y transporte.
- » Reposapiés abatibles para permitir las transferencias desde y hacia la silla.
- » Cinturón de seguridad de serie.
- » Apoyabrazos acolchados que proporcionan un confort adicional.
- » Ruedas macizas de 20cm/8" de mayor durabilidad y fácil mantenimiento
- » Atractiva tapicería de nylon, duradera y fácil de limpiar.
- » Empuñaduras tapizadas para facilitar el plegado.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TR-39ESV	Silla de viaje de acero 48cm (19")

"Robusta y compacta"



REFERENCIA	ANCHO ABIERTO	ANCHO CERRADO	LARGO	ALTURA	ANCHO DE ASIENTO	LARGO DE ASIENTO	ALTURA DE ASIENTO	PESO	CAPACIDAD DE PESO
TR-39ESV	50cm (20")	20cm (8")	84cm (33")	99cm (39")	48cm (19")	40cm (16")	48cm (19")	12kg (26lb)	115kg (18st)