



Confort óptimo

La **Invacare Pronto M61** ha sido concebida para ser el mejor compromiso entre el confort de un scooter y las ventajas que ofrece una silla de ruedas electrónica.

El asiento acolchado y anatómico con 2 posiciones (4° y 9°), el respaldo reclinable, la paleta monobloc garantizan al usuario un confort total a lo largo del día. Además, el asiento es muy fácil de manejar y permite una elevación de unos 120 mm.

Estable y maniobrable

Con su tracción central y sus dimensiones compactas, la **Pronto M61** tiene una excelente maniobrabilidad en espacios muy reducidos y ofrece un ángulo de giro reducido. La tecnología **Invacare Sure Step** asociada con la última versión del mando programable « **Shark** » permite subir bordillos de hasta 50 mm ofreciendo mucha estabilidad en cada momento.

Características y opciones



Elevación eléctrica de 120 mm como estándar.



Respaldo reclinable manualmente por palanca y reposacabeza regulable en altura como estándar.



Asiento giratorio a 360°

Datos técnicos ¹

Pronto M61 455 - 500 mm	410 - 460 mm	470 - 600 mm ² 500 - 630 mm ³	4°	610 mm	870 mm ⁴ 1030 mm ⁵	890 - 940 mm
Pronto M61 R = 480 mm (Radio de giro)	50 mm	9° / 16 %	2 x 30 Ah	2 x 180 W	16 km	6,4 km/h
		^{1/} Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente. ^{2/} Altura de asiento con cojín y ángulo de asiento 4° ^{3/} Altura de asiento con cojín y ángulo de asiento 9° ^{4/} con paleta monobloc plegada ^{5/} con paleta monobloc desplegada				
Pronto M61 70 kg (91 kg con baterías)	136 kg					

Color chasis



Azul



Rojo