



Sanitario Fresh Color



New Dreams®

...nuestro logro tu mejor descanso



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura del colchón: 15 cm.

Características del núcleo:

Base superior: Placa de **Fresh Color** de 5 cm.

Las miles de micro capsulas de **Fresh Color**, realizan una acción de termorregulación dinámica, absorbiendo el exceso de calor, las partículas mantienen la temperatura ideal durante largo tiempo, mientras el colchón se vuelve de color blanco, dibujando el contorno de su cuerpo.

Máxima transpiración. Eliminación de puntos de compresión. Óptima circulación sanguínea.

Regulación térmica dinámica. Mantenimiento del microclima ideal para un óptimo descanso.

Base inferior: Núcleo Ortopédico **mecanizado** de Eliocel de 10 cm y 30 kg de densidad/m³.

Cortes en la base para una perfecta adaptabilidad a las camas articuladas.

Terminación de producto:

Doble funda completa desenfundable con cremallera oculta del nº 5.

Funda interior: Tejido rejilla para una mayor transpiración y protección del núcleo.

Funda exterior: **Tejido techmaflex.**

Características: M1 ignífuga, impermeable y transpirable. Calidad sanitaria.

Lavado máx. 95°.

TRANSPIRABILIDAD: 10

ADAPTABILIDAD: 7

FIRMEZA: 6



SERIE COLCHÓN SANITARIO FRESH COLOR

	80	90	105	120	135	150
190	264-80190	264-90190	264-105190	264-120190	264-135190	264-150190
200	264-80200	264-90200	264-105200	264-120200	264-135200	264-150200