

## CARACTERÍSTICAS

- Lecho de 4 planos y tres articulaciones, soporte de lamas fijo y plano de polietileno termoinyectado.
- Lamas de haya vaporizada de 53x8 con regulación en zona lumbar.
- Accionamiento eléctrico con motor compacto de 4.000 + 4.000 N.
- Mando con cable.
- Soporte usuario: 150 kg.
- Estructura de acero recubierta en Epoxi-Poliéster.
- Soportes para incorporador y portatogero.
- Anchos estándar: 90 y 105 cm.
- Largos estándar: 196 cm para colchón de 190 cm.



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN			
	ANCHOS		
LARGOS	80	90	105
186	*	*	*
196	*	Stock	Stock
206	*	*	*

\* Bajo pedido

